

別表 3

ストマ用装具（消化器系・尿路系）の付属品について

「ストマ用装具（消化器系・尿路系）」の購入に要する費用の支給に当たっては、下記に掲げる付属品の費用を含めて支給できるものとする。基準額はこれらの付属品を含めた金額である。

No.	品目名	用途
1	皮膚保護ペースト／皮膚保護パテ	ストマ周囲の皮膚のしわ・くぼみによる段差を埋め、皮膚の表面を平坦にして排泄物の漏れによる皮膚障害を防止する。
2	皮膚保護パウダー	ストマとストマ用装具面板との隙間に露出している皮膚に振りかけて皮膚への排出物付着による皮膚障害を防止する。また、湿った皮膚環境でも面板の密着性を高める。
3	皮膚保護ウエハー	ストマ周囲の皮膚のしわ・くぼみによる段差を補正して皮膚への排泄物付着を防ぎ皮膚障害を防止する。また、水分を吸収して面板の密着性を高める。
4	ストマ専用ベルト	ストマ装具の剥がれやずれを防止するため装具を固定するタイプと、ストマ周囲のヘルニアの脱出を予防を兼ねストマ周囲全体を保護して装具を安定させるタイプ。
5	固定用テープ (サージカルテープ)	ストマ装具の皮膚保護剤面板の皮膚への密着を助長する、かぶれにくい粘着性のテープ。
6	コンベックスインサート	ストマ周辺の皮膚と皮膚保護剤面板を密着させるため、面板にはめ込むリング状の部品。排泄物の洩れを防止する。
7	剥離剤 (リムーバー)	皮膚への剥離刺激を軽減するとともに、皮膚に残った皮膚保護剤やサージカルテープ等の粘着力が強い場合に、皮膚に刺激を与えずに剥がす液体で、ストマ用装具の交換時に使用する。
8	皮膚被膜剤 (スキンバリア)	ストマ周囲の皮膚に塗って薄い被膜をつくり、皮膚を排泄物や粘着剤などの刺激から保護する。
9	レッグバッグ (下肢装着用蓄尿袋)	長時間排出処理ができないときに使用する蓄尿量の多い袋。
10	ナイトドレナージバッグ (夜間用蓄尿袋)	就寝時に使用する蓄尿袋。
11	パウチカバー	発汗により、パウチ部分が蒸れをおこして皮膚に真菌などが発生するのを防ぐために、パウチにかぶせて汗を吸収する。
12	ストマ専用はさみ ストマ専用カッター	皮膚保護剤面板の中心部分をストマの大きさに合わせて穴を開ける。
13	消臭剤	パウチ内の排泄物の臭いを脱臭するために、パウチの中に入れて使用する。
14	ストマ専用腹帯	ストマ装具のパウチ（ストマ袋）を収納するためのポケットがあり、フィット感を高めたり、蒸れを防いだりする。